

Vagy COMBI

La tecnologia per la riabilitazione del pavimento pelvico e per l'estetica funzionale, progettata e prodotta in Italia in conformità con i principali standard qualitativi internazionali.



Vagy COMBI



RADIOFREQUENZA
ED ELETTROPORAZIONE
PER IL TRATTAMENTO
DEI **DISTURBI GENITALI**



Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE in conformità alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE

Prodotto da **TOP QUALITY GROUP** Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
info@topqualitygroup.it
www.topqualitygroup.it



Distribuito da **TOP QUALITY HEALTH** Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
+39 075 8520088 | info@topqualityhealth.it
www.topqualityhealth.it

Vagy COMBI

Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per la riabilitazione del pavimento pelvico e l'estetica funzionale. Questo è uno degli obiettivi di Top Quality Health, la divisione ginecologica e urologica di Top Quality Group, che persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie quali Vagy Combi.



Radiofrequenza ed Elettroporazione sono **metodiche non invasive all'avanguardia**, che innescano azioni fisiologiche biostimolanti. Il trattamento, che risulta totalmente indolore ed esclude categoricamente esiti non desiderati, può essere senza alcuna controindicazione protratto nel tempo anche per la terapia di patologie croniche.



L'utilizzo di Vagy Combi consente di **massimizzare l'efficacia dei farmaci**: permette la somministrazione di una quantità ridotta di prodotto e al contempo una più alta concentrazione dello stesso solo sui distretti interessati dalle patologie, così da aumentarne il potere terapeutico e ridurre l'assorbimento sistemico.

PLUS

La **polivalenza dei trasduttori**, che possono essere usati sia per Radiofrequenza che Elettroporazione attraverso un'unica introduzione, garantisce un agevole utilizzo e aumenta la compliance del paziente. Vagy Combi vanta un **sistema diagnostico integrato**: il PC-TEST MANOMETRICO valuta l'efficienza del pavimento pelvico, mentre la VIDEOSCOPIA permette la visualizzazione del distretto. Attraverso il **software in dotazione su tablet**, inoltre, è possibile archiviare i dati del paziente, definire il piano terapeutico e procedere alla refertazione.



A favore dell'**usabilità** il dispositivo presenta un ampio display 10.1" color touch screen e un software redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI], che risulta intuitivo e di agevole utilizzo.

IN DOTAZIONE

- N.01 cavo di alimentazione
- N.01 cavo radiofrequenza
- N.01 piastra in acciaio
- N.01 cavo piastra + raccordo
- N.01 fascia elastica
- N.02 trasduttori (radiofrequenza/ elettroporazione) monopaziente PR-03
- N.02 trasduttori (radiofrequenza/ elettroporazione) monopaziente PR-04
- N.01 trasduttori esterno + cavo
- N.02 elettrodi + porta elettrodi
- N.02 cavi connettori manipoli interni
- N.01 cavo elettroporazione
- N.01 raccordo aria diagnostica pressione
- N.01 impugnatura per manipolo PR-03
- N.01 impugnatura per manipolo PR-04
- N.01 trasduttore diagnostica (telecamera)
- N.01 trasduttore diagnostica (pressione)
- N.01 telecamera esterna
- N.01 memoria USB
- N.10 copri sonda monouso
- N.01 tablet con software

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz
Potenza Max assorbita 450 W
Classe di sicurezza elettrica II BF
Grado di protezione IP IP40
Potenza max in uscita RF 100 W @ 50 ohm
Frequenza di emissione RF 0,5 ÷ 1 MHz
Tipologia di emissione Capacitiva / Resistiva
Funzioni Monopolare / Bipolare
Tensione Max elettroporazione 120 V @ 1000 ohm
Freq. Impulsi elettroporazione 1÷3000 Hz impostabile da software
Forma d'onda elettroporazione complessa, impostabile da software
Display 10.1" colour touch con PC integrato
Temperatura di funzionamento 0÷40 °C
Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa
Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm
Peso 7 kg

TRATTAMENTI FRUIBILI

Sono tanti i disturbi legati alla sfera intima femminile che portano numerose pazienti a non vivere con serenità la loro sfera sessuale e sociale. TQH vuole così offrire al Professionista un approccio innovativo a queste problematiche, attraverso soluzioni non invasive che garantiscono una terapia efficace e completamente indolore.

- Incontinenza urinaria
- Prolasso uro-genitale
- Iperono pavimento pelvico/vaginismo
- Esiti cicatriziali da lacerazioni spontanee e post-episiotomiche
- Atrofie/distrofie genitali
- Lichen scleroso
- Rapporti sessuali dolorosi - Dispareunia
- Vulvodinia
- Deficit della libido
- Secchezza vaginale

TRASDUTTORI

